


Katalog 2016

PINSEL



Zephyrpinsel „Modell S“

Die Lieferung erfolgt in einer Plastikröhre.

Best.-Nr. 52025

Kohlenstoffpinsel „Modell 2011“

Die Lieferung erfolgt in einer Plastikröhre.

Best.-Nr. 52030



Zephyrpinsel „Das Original“

Bestehend aus ca. 100000 einzelnen Glasfasern. Nach „Einarbeitung“ wohl der beste Pinsel zum Ausarbeiten latenter Fingerabdrücke.


Best.-Nr. 52022



Einweg-Zephyrpinsel

Für diesen Pinsel werden die gleichen Glasfasern, wie beim „Original“ verwendet, jedoch entsprechend weniger, um einen günstigeren Preis zu ermöglichen.

Best.-Nr. 52021



Zephyrpinsel mit Zerstäuber

Der Zerstäuber erlaubt eine genaue Dosierung des Pulvers und erspart das ständige Mitführen von Pulver. Lieferung im Behälter.

Best.-Nr. 52002



Marabupinsel mit Zerstäuber

Der Zerstäuber erlaubt eine genaue Dosierung des Pulvers und erspart das ständige Mitführen von Pulver. Lieferung im Behälter.

Best.-Nr. 52004



Marabupinsel

Feinste Marabufedern schalten die mechanische Reibung beim Ausarbeiten von Fingerabdrücken weitgehend aus.

Best.-Nr. 52003



Ersatzbehälter für Pinsel mit Zerstäuber

Hermetisch schließender Behälter. Der Pinsel kann nicht verrutschen. Keine Beschädigung der Fasern bzw. Federn.

Best.-Nr. 52005



Ersatzpinsel „Marabu“ für Pinsel mit Zerstäuber

Best.-Nr. 52012



Ersatzpinsel „Zephyr“ für Pinsel mit Zerstäuber

Best.-Nr. 52011

Katalog 2016

PINSEL, Fortsetzung



Fehhaarpinsel

- rund, mit Holzgriff

11 mm Ø / Größe 5
Best.-Nr. 52006

12 mm Ø / Größe 6
Best.-Nr. 52017

14 mm Ø / Größe 8
Best.-Nr. 52015

18 mm Ø / Größe 12
Best.-Nr. 52016



Fehhaarpinsel

- flach, 25mm breit,
mit lackiertem Holzgriff

Best.-Nr. 52007



Fehhaarpinsel, flach mit lackiertem Holzgriff

38 mm Best.-Nr. 52008

51 mm Best.-Nr. 52009



Kohlestoffpinsel

Best.-Nr. 52014



Magnetpinsel, normal

Best.-Nr. 52010

Russpulver – Carbon black (Hersteller Orion Engineered Carbons)

Das Russpulver von Orion Engineered Carbons wird standardmäßig in folgenden Gebinden geliefert, andere Gebinde auf Anfrage möglich. Dieses Pulver ist auch unter der Bezeichnung „Flammruss 101“ bekannt.

Dieses Russpulver ist vom LKA NRW für die Nutzung freigegeben.



Menge

Best.-Nr.

ca. 20 g in 250 ccm Dose 52509

ca. 40 g in 250 ccm Dose 52510

ca. 200 g in 1000 ccm Dose 52511